

## Pierścień do ogrzewania tygli



Idealne do uchwycenia tygla w celu podgrzania badanych substancji w płomieniu palnika gazowego.

- Orientalna łapa do tygli, łatwo może zostać dopasowana ręcznie do rozmiaru tygla: 0-70 mm

- Łapa trójpalczasta: pierścień z 3 centrowanymi prowadnicami, pręty dociskowe wewnątrz prowadnic mogą być przesuwane

- Pręty dociskowe: pręty ceramiczne „Degussit“ (maks. 2030°C)

- Do stosowania ze statywami lub trójnogami; przy stosowaniu statywu istnieje możliwość dopasowania odległości pomiędzy płomieniem a dnem tygla

- Pasuje także do tygli platynowych

Material	D/Ø	Nr. kat.
18/10 Stal	0-70	5505